


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Rab11A/B Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P62491 / Q15907

Numero articolo: CM0002335



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio contro RAB11A/B è validato per WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Riconosce RAB11A e RAB11B di essere umano, topo e ratto, regolatori chiave del riciclaggio endocitico e del traffico di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RAB11A/B Rabbit mAb
Note/Alias	YL8; H-YPT3; NDAGSCW; RAB11A/B
Specie	Umana
GeneID (Umana)	8766/9230
GeneID	8766/9230
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di RAB11A/B umano (NP_004654.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P62491/Q15907
Peso proteico	24KDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio