


Anticorpo Policlonale Anti-Rab11B Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15907

Numero articolo: CM0013127



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro RAB11B umano (UniProt Q15907). Validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sul riciclo endocitico e sul traffico di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RAB11B Rabbit pAb
Note/Alias	H-YPT3; NDAGSCW; RAB11B
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	9230
GeneID	9230
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di RAB11B umano (NP_004209.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15907
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio