


Anticorpo Policlonale Anti-Rab11Fip1 Per Wb, Elisa - Q6Wkz4

Numero articolo: CM0027453



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting RAB11FIP1 umano, validato per WB ed ELISA. Ideale per studiare il riciclo endosomiale, la fagocitosi e il traffico vescicolare nelle applicazioni di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RAB11FIP1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	RCP; NOEL1A; rab11-FIP1; RAB11FIP1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	80223
Gene ID	80223
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 330-540 di RAB11FIP1 umano (NP_079427.4).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q6WKZ4
Peso proteico	137kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio