

Anticorpo Policlonale Anti-Rab11Fip5 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bxf6

Numero articolo: CM0021045

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-RAB11FIP5 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Immunogeno ricombinante (aa 354-653). Ideale per lo studio del traffico degli endosomi di riciclo apicali, della secrezione di insulina e del trasporto della V-ATPasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RAB11FIP5 Rabbit pAb
Note/alias	GAF1; pp75; RIP11; gaf-1; rab11-FIP5; RAB11FIP5
Specie	Umano
ID del gene	26056
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 354-653 di RAB11FIP5 umano (NP_056285.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9BXF6
Peso della proteina	70 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante