

Anticorpo Monoclonale Anti-Rab12 Per Ip Ed Elisa - Q6Iq22

Numero articolo: CM0008184



introduzione

Anticorpo monoclonale anti-Rab12 di alta qualità per applicazioni di immunoprecipitazione (IP) ed ELISA. Validato per campioni umani, bersaglia la piccola GTPasi Rab-12 coinvolta nel traffico endosomiale e nell'autofagia. Ideale per uso IVD e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rab12 Rabbit mAb [MJFF-A-3F6]
Note/Alias	RAB12
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	201475
ID Gene	201475
Immunogeno	Proteina ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-244 della proteina Rab12 umana (Q6IQ22).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q6IQ22
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio