

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Rab12 [Validato Ko] Per Wb Ed Elisa - Q6Iq22

Numero articolo: CM0004941



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-Rab12 validato KO (clone MJFF-A-6E6) per Western blot ed ELISA. Rileva Rab12 umana e murina, una piccola GTPasi che regola il traffico endosomiale e l'autofagia. Ideale per studi sul traffico di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] Rab12 mAb Coniglio [MJFF-A-6E6]
Osservazioni/Alias	RAB12
Specie	Umano
GeneID (Umano)	201475
Immunogeno	Proteina ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-244 della proteina Rab12 umana (Q6IQ22).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q6IQ22
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio