

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rab13 Per Wb, If/Icc, Elisa - P51153

Numero articolo: CM0014718

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RAB13 umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Ideale per lo studio dell'assemblaggio delle giunzioni serrate, del riciclo endocitico e della traslocazione di GLUT4.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RAB13 pAb di coniglio
Note/alias	GIG4; RAB13
Specie	Uomo
GenelD (uomo)	5872
GenelD	5872
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P51153
Peso della proteina	23 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante