

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rab14 Per Wb Ed Elisa - P61106

Numero articolo: CM0014224



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-RAB14 validato per Western blot ed ELISA. Rileva RAB14 umano e murino, una piccola GTPasi Rab che regola il traffico Golgi-endosoma, l'ancoraggio endosomiale e l'adesione cellulare. Adatto per applicazioni IVD e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RAB14 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	FBP, RAB-14, RAB14
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51552
GeneID	51552
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 39-140 di RAB14 umano (NP_057406.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P61106
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio