

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rab17 Per Wb, Elisa - Q9H0T7

Numero articolo: CM0026393

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro RAB17 umano, adatto per applicazioni WB ed ELISA. Rileva RAB17 in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per studi sulla transitosi e sul traffico di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RAB17 Rabbit pAb
Note/Alias	RAB17
Specie	Umano
GenelD (Umano)	64284
GenelD	64284
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-212 di RAB17 umano (NP_071894.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9H0T7
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio