

Anticorpo Policlonale Anti-Rab18 Per Wb Ed Elisa - Q9Np72

Numero articolo: CM0030445



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RAB18 umano, validato per WB ed ELISA. Rileva RAB18 endogeno in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per lo studio del traffico intracellulare di membrana, dei contatti ER-goccioline lipidiche e della neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RAB18 Rabbit pAb
Note/Alias	WARBM3; RAB18LI1; RAB18
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	22931
Gene ID	22931
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-206 di RAB18 umano (NP_067075.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NP72
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio