

Anticorpo Policlonale Anti-Rab1A Per Wb, If/Icc, Elisa - P62820

Numero articolo: CM0019195



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RAB1A umano, adatto per WB, IF/ICC, ELISA; cross-reattività con topo e ratto. Ideale per lo studio del traffico RE-Golgi, autofagia e migrazione cellulare. 23 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RAB1A Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	RAB1; YPT1; RAB1A
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5861
ID Gene	5861
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-205 di RAB1A umano (NP_004152.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62820
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio