

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rab1A Per Wb, If/Icc, Elisa - P62820

Numero articolo: CM0013224



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia RAB1A umano (NP_004152.1). Validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce trasversalmente con topo e ratto. Adatto per studi sul traffico da ER a Golgi e sull'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RAB1A Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	RAB1; YPT1; RAB1A
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	5861
ID gene	5861
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di RAB1A umano (NP_004152.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P62820
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio