


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rab1B Per Wb, Elisa - Q9H0U4

Numero articolo: CM0027961



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità specifico per RAB1B umano (NP_112243.1), validato per Western blot e ELISA. Adatto per la rilevazione di RAB1B in campioni umani e murini, con un peso molecolare di 22 kDa. Ideale per studi sul traffico di membrane intracellulari e l'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KO] RAB1B Rabbit pAb
Note / Alias	RAB1B
Specie	Umana
ID gene (umano)	81876
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 7-201 di RAB1B umano (NP_112243.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	Q9H0U4
Peso proteico	22 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio