


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rab1B Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9H0U4

Numero articolo: CM0022199



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RAB1B umano (proteina ras-correlata Rab-1B). Validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Adatto per studiare il traffico ER-Golgi, l'autofagia e la segnalazione GTPasica.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Dettagli
Nome Prodotto	RAB1B Rabbit pAb
Note/Alias	RAB1B; proteina ras-correlata Rab-1B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	81876
GeneID	81876
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 7-201 di RAB1B umano (NP_112243.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H0U4
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio