

Anticorpo Policlonale Anti-Rab20 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nx57

Numero articolo: CM0019379

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la RAB20 umana. Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Reattività crociata con il topo. Supporta la ricerca sul traffico di membrana, la maturazione dei fagosomi e la biologia del cancro al pancreas.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RAB20 Rabbit pAb
Note/Alias	RAB20
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	55647
ID Gene	55647
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-190 della RAB20 umana (NP_060287.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9NX57
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio