

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Rab22A Per Wb, Ip, Elisa - Q9UI26

Numero articolo: CM0006818

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-RAB22A validato per WB, IP, ELISA in Uomo, Topo, Ratto. Immunogeno ricombinante (aa 1-100). Bersaglia la proteina correlata a ras Rab-22A, una GTPasi chiave del traffico endocitico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RAB22A mAb di coniglio
Note/Alias	RAB22A; proteina correlata a ras Rab-22A
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	57403
GeneID	57403
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 della RAB22A umana (NP_065724.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UL26
Peso proteico	22 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio