


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rab23 Per Wb, Elisa - Q9ULc3

Numero articolo: CM0027637



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-RAB23 umano per Western blot e ELISA. Validato su umano, topo e ratto. Bersaglia una proteina da 27kDa coinvolta nel traffico ciliare e nella segnalazione hedgehog.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RAB23 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	HSPC137; RAB23
Specie	Umano
GenelD (Umano)	51715
GenelD	51715
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9ULC3
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio