

Anticorpo Policlonale Anti-Rab24 Per Wb, Ip, Elisa - Q969Q5

Numero articolo: CM0026655

introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-RAB24 validato per WB, IP, ELISA su umano, topo, ratto. Mirata alla proteina Rab-24 correlata a Ras (UniProt Q969Q5), coinvolta nell'autofagia e nel traffico intracellulare di membrana. Ideale per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RAB24 Coniglio pAb
Note/Alias	RAB24
Specie	Umano
GeneID (Umano)	53917
GeneID	53917
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-203 di RAB24 umano (NP_001026847.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q969Q5
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio