


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rab26 Per Wb, Elisa - Q9ULW5

Numero articolo: CM0024448



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro RAB26 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Bersaglia un regolatore chiave del traffico vescicolare, ideale per la ricerca in neuroscienze e biologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | pAb di Coniglio Anti-RAB26                                                                                                 |
| Note/Alias            | V46133; RAB26                                                                                                              |
| Specie                | Umano                                                                                                                      |
| GeneID (Umano)        | 25837                                                                                                                      |
| GeneID                | 25837                                                                                                                      |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-60 di RAB26 umano (NP_055168.2) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                   |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                      |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                         |
| SWISS                 | Q9ULW5                                                                                                                     |
| Peso Proteico         | 28kDa                                                                                                                      |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                          |