

Anticorpo Policlonale Anti-Rab27A (Validato Kd) Per Wb, If/Icc, Elisa - P51159

Numero articolo: CM0020176



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting RAB27A (Validato KD) per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva RAB27A umana e murina. Ideale per lo studio del traffico intracellulare, dell'esocitosi e della funzione delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KD] RAB27A Rabbit pAb
Note/Alias	GS2; RAM; RAB27; HsT18676; [Validato KD] RAB27A
Specie	Umano
GeneID	5873
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-221 di RAB27A umana (NP_899057.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P51159
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio