

Anticorpo Policlonale Anti-Rab27B Per Wb, Elisa - 000194

Numero articolo: CM0014910



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro RAB27B umano, adatto per WB ed ELISA; reagisce crociatamente con il topo. Studia il traffico di membrana dipendente dalle GTPasi, la dinamica endosomiale e il trasporto assonale. - 000194

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RAB27B Rabbit pAb
Note/Alias	C25KG; RAB27B
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5874
GeneID	5874
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-218 di RAB27B umano (NP_004154.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	O00194
Peso della proteina	25 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante