

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Rab27B Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O00194

Numero articolo: CM0012471



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro RAB27B umano, validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studiare la regolazione della via endocitica tardiva e il traffico intracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RAB27B Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	C25KG
Specie	Umano
GenelD (umano)	5874
GenelD	5874
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-218 di RAB27B umano (NP_004154.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O00194
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Sacca refrigerante