


Anti-Rab28 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - P51157

Numero articolo: CM0022222



introduzione

Anticorpo Policlonale RAB28 di Coniglio validato per WB ed ELISA. Rileva RAB28 umano, una piccola GTPasi coinvolta nel traffico di membrana e nel distacco del segmento esterno delle cellule coniche. Adatto per applicazioni di ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RAB28 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CORD18; RAB28
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9364
GeneID	9364
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P51157
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio