


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rab2A Per Wb E Elisa - P61019

Numero articolo: CM0016208



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità specifico per RAB2A umana, per Western blot e ELISA. Validato su campioni umani, di topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'autofagia e sul traffico intracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RAB2A Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	LHX, RAB2, RAB2A
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5862
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-212 della RAB2A umana (NP_002856.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P61019
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio