

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rab31 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13636

Numero articolo: CM0026549



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio RAB31 convalidato per WB, IF/ICC, ELISA in Umano, Mouse, Ratto. Esplora il ruolo della GTPasi RAB31 nella funzione di Golgi, nell'endocitosi e nella maturazione dei fagosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RAB31 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	Rab22B; RAB31
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11031
GeneID	11031
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-195 di RAB31 umano (NP_006859.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q13636
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio