

Anti-Rab33A (Rabs10) Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb E Elisa - Q14088

Numero articolo: CM0020771

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro RAB33A umano, validato per Western blot e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio della formazione degli autofagosomi e del traffico di membrana nelle cellule linfoidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RAB33A Coniglio pAb
Note/Alias	RabS10; RAB33A
Specie	Umano
GenelD (Umano)	9363
GenelD	9363
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 118-237 di RAB33A umano (NP_004785.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q14088
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio