

Anticorpo Policlonale Anti-Rab3Gap1 Per Wb, Elisa - Q15042

Numero articolo: CM0018854



introduzione

Anticorpo Policlonale RAB3GAP1 da Coniglio validato per WB e ELISA su umano, topo, ratto. La subunità catalitica del complesso Rab3GAP con ruoli nello neurosviluppo e nel traffico intracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RAB3GAP1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	P130; MARTS2; WARBM1; RAB3GAP; RAB3GAP130; RAB3GAP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	22930
GeneID	22930
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 500-780 di RAB3GAP1 umano (NP_001165906.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15042
Peso Proteico	111kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio