

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rab3Gap2 Per Wb E Elisa - Q9H2M9

Numero articolo: CM0022007



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia RAB3GAP2 (p150), consigliato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo e ratto. Ideale per lo studio della regolazione delle GTPasi Rab, del traffico vescicolare e dei processi di neurosviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RAB3GAP2 pAb di coniglio
Annotazioni/Altri nomi	p150; SPG69; MARTS1; WARBM2; RAB3GAP150; RAB3-GAP150; RAB3GAP2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	25782
ID gene	25782
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q9H2M9
Peso proteico	156 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio