


Anticorpo Policlonale Anti-Rab3Ip Per Wb, Elisa - Q96Qf0

Numero articolo: CM0030381



introduzione

RAB3IP pAb di coniglio validato per Western blot e ELISA su umano, topo e ratto. Il bersaglio RAB3IP è un GEF per RAB8A/B, coinvolto nel traffico vescicolare e nella ciliogenesi. Ideale per uso nella ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RAB3IP pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	RABIN3; RABIN8; RAB3IP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	117177
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-150 di RAB3IP umano (NP_071901.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96QF0
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio