


Anticorpo Monoclonale Anti-Rab45 Coniglio Per Wb E Elisa - Q8Iz41

Numero articolo: CM0006777



introduzione

L'anticorpo monoclonale coniglio RAB45 di CamelBio (clone RAB45, immunogeno: aa 1-120 N-terminale) è validato per WB e ELISA con reattività crociata verso umano e topo. Ideale per studiare il trasporto mediato dalla dineina, il traffico endosomiale e la ricerca sul melanoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio RAB45
Note/Alias	TSG; RAB45
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	158158
ID Gene	158158
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-120 di RAB45 umano (NP_689786.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q8IZ41
Peso Proteico	83kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio