


Anticorpo Monoclonale Anti-Rab4A Per Wb - P20338

Numero articolo: CM0010825



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro RAB4A umano (P20338). Validato per WB ed ELISA, con cross-reattività verso il topo. Ideale per lo studio del traffico intracellulare, della segnalazione VEGFR2 e delle vie endosomiali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	RAB4A Rabbit mAb
Note/Alias	RAB4; HRES1; HRES-1; HRES-1/RAB4; RAB4A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5867
GeneID	5867
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo
SWISS	P20338
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio