

Anticorpo Policlonale Anti-Rab5A Da Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P20339

Numero articolo: CM0013349



introduzione

Anticorpo Policlonale RAB5A da Coniglio (P20339) validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA su umano, topo, ratto. Mirato al regolatore del traffico endosomiale precoce RAB5A; ideale per studi sul traffico di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RAB5A Rabbit pAb
Note/Alias	RAB5; RAB5A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5868
GeneID	5868
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-215 di RAB5A umana (NP_004153.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P20339
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio