

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rab5B Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P61020

Numero articolo: CM0026021



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio RAB5B validato per Western blot, IF/ICC, IF-P ed ELISA in umano, topo e ratto. Mira alla proteina Ras-correlata Rab-5B, un regolatore chiave del traffico endocitico precoce per la ricerca sulla dinamica delle membrane.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RAB5B Rabbit pAb
Note/Alias	RAB5B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5869
GeneID	5869
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di RAB5B umano (NP_002859.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P61020
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio