

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Rab5C / Rabl Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P51148

Numero articolo: CM0003225



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia RAB5C/RABL umano, adatto per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Peso molecolare: 23kDa. Ideale per lo studio del traffico endocitico precoce.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RAB5C / RABL Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	RABL; L1880; RAB5L; RAB5CL; RAB5C / RABL
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5878
GeneID	5878
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2-216 di RAB5C / RABL umano (P51148)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P51148
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio