

Anticorpo Monoclonale Anti-Rab7 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P51149

Numero articolo: CM0005828



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo diretto contro RAB7 umano, adatto per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Essenziale per lo studio del traffico endolisomiale e delle malattie correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Topo RAB7
Note/Alias	RAB7; CMT2B; PRO2706
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7879
ID Gene	7879
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 108-207 di RAB7 umano (NP_004628.4).
Sorgente	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P51149
Peso Proteico	23 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio