

Anticorpo Policlonale Anti-Rab7 Per Wb, Ip, Elisa - P51149

Numero articolo: CM0013815



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro RAB7 (proteina Rab-7a correlata a Ras) convalidato per WB, IP, ELISA nell'uomo, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul traffico endosomiale, autofagia e trasporto vescicolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RAB7 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	RAB7; CMT2B; PRO2706
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7879
GeneID	7879
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 100-207 di RAB7 umano (NP_004628.4).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P51149
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio