

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Rab7 Per Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P51149

Numero articolo: CM0003289



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio mirato a RAB7 umano. Validato per WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Essenziale per studi sul traffico endosomiale; adatto per lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RAB7 Rabbit mAb
Note/Alias	RAB7; CMT2B; PRO2706
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7879
GeneID	7879
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 108-207 di RAB7 umano (NP_004628.4)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P51149
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio