

Anticorpo Policlonale Anti-Rab7 Coniglio Per Wb, Elisa - P51149

Numero articolo: CM0017673



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro RAB7 umano (proteina Ras-correlata Rab-7a). Validato per WB ed ELISA, reagisce in modo crociato con topo e ratto. Utile per studiare il traffico endo-lisosomiale, l'autofagia e la malattia di Charcot-Marie-Tooth.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb Coniglio RAB7
Note/Alias	RAB7; CMT2B; PRO2706
Specie	Umano
GeneID (umano)	7879
GeneID	7879
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-207 di RAB7 umano (NP_004628.4).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P51149
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio