


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rab8A Per Wb, If/Icc, Elisa - P61006

Numero articolo: CM0019214



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-RAB8A validato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce RAB8A umano, murino e di ratto (24 kDa). Ideale per lo studio del traffico intracellulare, della ciliogenesi, dell'autofagia e della polarizzazione epiteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-RAB8A
Note/alias	MEL; RAB8; RAB8A
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	4218
GeneID	4218
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 140-207 di RAB8A umano (NP_005361.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P61006
Peso della proteina	24 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante