

Anticorpo Monoclonale Anti-Rab9A Per Wb, If/Icc, Elisa - P51151

Numero articolo: CM0009118



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che targeting RAB9A umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con um umani, topo, ratto. RAB9A è un regolatore chiave del traffico endosoma-TGN. Ideale per studi sul trasporto intracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RAB9A Rabbit mAb
Note/Alias	RAB9; RAB9A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9367
GeneID	9367
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di RAB9A umano (NP_004242.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P51151
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio