

Anticorpo Monoclonale Anti-Rab9P40 Per Wb, Elisa - Q7Z6M1

Numero articolo: CM0003464

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio specifico per RAB9P40 umano (effettore Rab9 p40), validato per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studiare il trasporto endosoma-TGN nello sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RAB9P40 Rabbit mAb
Note/Alias	p40; RAB9P40; bA65N13.1
Specie	Umano
Gene ID	10244
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 273-372 di RAB9P40 umano (Q7Z6M1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q7Z6M1
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio