

Anticorpo Policlonale Anti-Rabac1 Per Wb, Elisa - Q9Ui14

Numero articolo: CM0019494

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia RABAC1 (PRA1) umano, adatto per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Utile per studi sul traffico di vescicole del Golgi e sulla regolazione delle proteine Rab.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RABAC1 Rabbit pAb
Note / Alias	PRA1; YIP3; PRAF1; RABAC1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	10567
ID gene	10567
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-185 di RABAC1 umano (NP_006414.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Ui14
Peso molecolare della proteina	21 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio