


Anticorpo Policlonale Anti-Rabgap1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y3P9

Numero articolo: CM0017989



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro RABGAP1, una proteina attivante la GTPasi Rab coinvolta nella funzione del centrosoma e nella progressione del ciclo cellulare. Adatto per WB, IHC-P ed ELISA; reagisce con campioni umani e murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RABGAP1 Rabbit pAb
Note/alias	GAPCENA; TBC1D11; RABGAP1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	23637
GeneID	23637
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 830-1069 di RABGAP1 umano (NP_036329.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q9Y3P9
Peso della proteina	122 kDa
Spedizione	Contenitore refrigerante con ghiaccio