

## Anticorpo Policlonale Anti-Rabggta Per Wb, If/Icc, Elisa - Q92696

Numero articolo: CM0024484

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RABGGTA umana (subunità alfa della Rab geranylgerantiltransferasi) validato per Western blot, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto. Adatto per studi sulla prenilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | RABGGTA Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Note/Alias          | PTAR3; RABGGTA                                                                                                                     |
| Specie              | Uomo                                                                                                                               |
| ID genico (Uomo)    | 5875                                                                                                                               |
| ID genico           | 5875                                                                                                                               |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 240-360 della RABGGTA umana (NP_878256.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                              |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                  |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                                  |
| SWISS               | Q92696                                                                                                                             |
| Peso proteico       | 65kDa                                                                                                                              |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                              |