

Anticorpo Policlonale Anti-Rabggtb Per Wb, Elisa - P53611

Numero articolo: CM0019057



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RABGGTB umana (subunità beta della geranilgeranil transferasi di tipo 2). Validato per WB e ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla prenilazione e sul traffico intracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RABGGTB Rabbit pAb
Note/Alias	GGTB; RABGGTB
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5876
GeneID	5876
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-331 di RABGGTB umana (NP_004573.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P53611
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio