


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Rac1/2/3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P63000 / P15153 / P60763

Numero articolo: CM0010315



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta affinità contro Rac1/2/3, adatto per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con le proteine Rac umane, murine e di ratto. Immunogeno ricombinante basato sulla regione N-terminale di RAC1 umano (P63000). Ideale per studi sulla segnalazione delle GTPasi e sulla migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rac1/2/3 Rabbit mAb
Note/Alias	MIG5; MRD48; Rac-1; TC-25; p21-Rac1; Rac1/2/3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5879
GeneID	5879/5880/5881
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-189 di RAC1 umano (P63000).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P63000/P15153/P60763
Peso proteico	21 kDa
Spedizione	Sacco ghiacciato