


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rac1/2/3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P63000 / P15153 / P60763

Numero articolo: CM0028674



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Anti-Rac1/2/3 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in uomo, topo, ratto. Bersaglia Rac1, Rac2, Rac3 (P63000/P15153/P60763). Ideale per la ricerca sulla migrazione cellulare e sul citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rac1/2/3 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	MIG5; MRD48; Rac-1; TC-25; p21-Rac1; Rac1/2/3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5879/ 5880/ 5881
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-192 di Rac1/2/3 umano (NP_008839.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P63000/P15153/P60763
Peso proteico	21 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio