

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rac2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15153

Numero articolo: CM0015565



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting RAC2 umano (p21-Rac2), per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Cross-reatta con topo, ratto. Rileva RAC2 endogeno nelle cellule ematopoietiche; ideale per la ricerca sull'ossidasi NADPH, la fagocitosi e la segnalazione GTPasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RAC2 Rabbit pAb
Note/Alias	Gx; EN-7; IMD73A; IMD73B; IMD73C; HSPC022; p21-Rac2; RAC2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5880
GeneID	5880
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-192 di RAC2 umano (NP_002863.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P15153
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio