


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Rac3 Per Wb, Elisa - P60763

Numero articolo: CM0026539



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit (PAb) anti-RAC3 per applicazioni WB e ELISA. Validato su campioni umani e di topo. Bersaglia la piccola GTPasi RAC3 coinvolta nella diffusione cellulare e nelle dinamiche dell'actina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RAC3 Rabbit pAb
Note / Alias	RAC3
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	5881
ID gene	5881
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-192 della RAC3 umana (NP_005043.1).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P60763
Peso proteico	21 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio