

Anticorpo Monoclonale Anti-Rack1 Per Wb Ed Elisa - P63244

Numero articolo: CM0010972



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro RACK1 umano (P63244), validato per WB ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Utile per la ricerca sulla traduzione, sulla segnalazione e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	mAb RACK1 di coniglio
Note/Alias	H12.3; HLC-7; PIG21; GNB2L1; Gnb2-rs1; RACK1
Specie	Umano
ID del gene (umano)	10399
ID del gene	10399
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 220-310 di RACK1 umano (P63244).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P63244
Peso della proteina	35 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata